

Promocja obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych!!!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

www.inter-chem.pl



INTER-CHEM

Parafilm®M – folia uszczelniająca

Uniwersalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Chroni próbki przed zanieczyszczeniem, parowaniem czy rozlaniem jeśli naczynie się przewróci. Parafilm®M daje się rozciągnąć do 200% i dopasowuje się do różnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i zasad do 48 godzin.

Nazwa	Wymiar	Nr katalogowy
Parafilm®M	5 cm x 75 m	058.01.001
Parafilm®M	10 cm x 38 m	058.01.002



Dozownik na folie uszczelniającej

Nazwa	Kolor	Nr katalogowy
Dozownik do Parafilm®M	Niebieski	058.02.001B

Idealne narzędzie do bezpiecznego i łatwego cięcia folii uszczelniającej o szerokości 100 mm i 50 mm. Jego wymiary to 120x140x140 mm. Ostrze tnące może łatwo przesunąć się w obu kierunkach zapewniając czyste i nieprzerwane cięcie.

