

**Promocja obowiązuje do wyczerpania  
stanów magazynowych!!!**

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

[www.inter-chem.pl](http://www.inter-chem.pl)



**INTER-CHEM**


## Tabletki Kjeltabs CK

Tabletki Kjeltabs Thompson & Capper to szeroka gama katalizatorów do metody Kjeldahla w postaci wygodnych tabletek do ogólnych oraz specyficznych zastosowań.

Skład tabletek CK:

Potasu siarczan  $K_2SO_4$  3,5g / Miedzi siarczan 5.hydrat

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$  0,4g



<b>Nazwa</b>	<b>Opakowanie</b>	<b>Nr katalogowy</b>
KJELTABS CK	1000szt.	AA17

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą produktów:

<https://inter-chem.pl/produccenci/thompson-and-capper/produkt/tabletki-kjeltabs>

