

WYPOSAŻENIE dla wirówek MPW M-DIAGNOSTIC



Numer katalogowy	Nazwa produktu
	MPW M-DIAGNOSTIC
102MD/2-56	Wirówka laboratoryjna MPW M-DIAGNOSTIC, 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM, bez wyposażenia
11501C/A	Wirnik kątowy 30 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH: 5 200, max RPM dla MPW-351e, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 500)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11501C/B	Wirnik kątowy 30 x 10ml, komplet z pojemnikami 13081 (fi17x70/85mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH: 5 200, max RPM dla MPW-351e, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 500)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11720C	Wirnik kątowy 4 x 60ml na probówko-strzykawki Orthokine®, komplet z pojemnikami 13721 (kąąt 45°) (max RPM: 5 000)
11740C/A	Wirnik kątowy 12 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 5 500)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11740C/B	Wirnik kątowy 12 x 10ml, komplet z pojemnikami 13081 (fi17x70/85mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 5 500)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11741C/A	Wirnik kątowy 8 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 6 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11741C/B	Wirnik kątowy 8 x 10ml, komplet z pojemnikami 13081 (fi17x70/85mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 6 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11742C	Wirnik kątowy 4 x 30/25ml, komplet z pojemnikami 13329 (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 6 000)
14255	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13mm) na probówkę 7ml
14256	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi17mm) na probówkę 15ml Nalgene®
11743C	Wirnik kątowy 12 x 30/25ml, komplet z pojemnikami 13329 (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 5 500, max RPM dla MPW-351e, MPW-260/R/RH: 4 500)
14255	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13mm) na probówkę 7ml
14256	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi17mm) na probówkę 15ml Nalgene®
11744C	Wirnik kątowy 10 x 50ml na probówki Falcon®, komplet z pojemnikami 13276 (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 500)
14035	Wkładka redukcyjna (1 x fi17mm) na probówkę okrągłodenną 15ml Nalgene®
14036	Wkładka redukcyjna (1 x fi14mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14043	Wkładka redukcyjna (1 x fi13mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14071	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną 28/30ml Nalgene®
14073	Wkładka redukcyjna (1 x fi17x86mm) na probówkę okrągłodenną 10ml
14089	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14248	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi25,6mm) na probówkę 28ml Nalgene®
14868C/A	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką lub zakręcaną pokrywką
14868C/B	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką
11745C/A	Wirnik kątowy 24 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 5 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
11745C/B	Wirnik kątowy 24 x 10ml, komplet z pojemnikami 13081 (fi17x70/85mm) (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 5 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)

11746C	Wirnik kątowy 6 x 50ml na probówki Falcon®, komplet z pojemnikami 13276 (kął 30°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 6 000)
14035	Wkładka redukcyjna (1 x fi17mm) na probówkę okrągłodenną 15ml Nalgene®
14036	Wkładka redukcyjna (1 x fi14mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14043	Wkładka redukcyjna (1 x fi13mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14071	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną 28/30ml Nalgene®
14073	Wkładka redukcyjna (1 x fi17x86mm) na probówkę okrągłodenną 10ml
14089	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14248	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi25,6mm) na probówkę 28ml Nalgene®
14868C/A	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką lub zakręcaną pokrywką
14868C/B	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką
12183	Wirnik horyzontalny 4 x 100ml (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 000)
13182	Pojemnik 100ml (fi45x89mm)
14024	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14181	Wkładka redukcyjna (5 x fi12,5mm) na probówki okrągłodenne 5 x 7/5ml
14186	Wkładka redukcyjna (4 x fi13,1mm) na probówki 4 x 1,6÷7ml do systemów zamkniętych
14187	Wkładka redukcyjna (4 x fi16,5mm) na probówki 4 x 7÷11ml do systemów zamkniętych
14188	Podkładka (guma) pod probówki szklane 100/50/30/25ml
14189C	Wkładka redukcyjna (1 x fi30mm) na probówkę 50ml Falcon® lub Nalgene®, komplet z gumową podkładką 14188
14190C	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,5mm) na probówkę z dnem stożkowym 30/25ml, komplet z gumową podkładką 14188
14192C	Wkładka redukcyjna (1 x fi35,5mm) na probówkę okrągłodenną lub z dnem stożkowym 50ml, komplet z gumową podkładką 14188
14194	Wkładka redukcyjna (5 x fi11mm) na probówki okrągłodenne 5 x 1,5/2ml Eppendorf®
14196	Podkładka (PP) pod probówki z PP 100ml
14224	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną lub wolnostojącą z dnem stożkowym 30ml Sterilin®
14226	Wkładka redukcyjna (1 x fi30mm) na probówkę wolnostojącą, z dnem stożkowym 50ml GREINER®
13184C	Pojemnik 100ml (fi45x96mm) z pokrywką (Al) 17185
14024	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14181	Wkładka redukcyjna (5 x fi12,5mm) na probówki okrągłodenne 5 x 7/5ml
14186	Wkładka redukcyjna (4 x fi13,1mm) na probówki 4 x 1,6÷7ml do systemów zamkniętych
14187	Wkładka redukcyjna (4 x fi16,5mm) na probówki 4 x 7÷11ml do systemów zamkniętych
14188	Podkładka (guma) pod probówki szklane 100/50/30/25ml
14189C	Wkładka redukcyjna (1 x fi30mm) na probówkę 50ml Falcon® lub Nalgene®, komplet z gumową podkładką 14188
14190C	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,5mm) na probówkę z dnem stożkowym 30/25ml, komplet z gumową podkładką 14188
14192C	Wkładka redukcyjna (1 x fi35,5mm) na probówkę okrągłodenną lub z dnem stożkowym 50ml, komplet z gumową podkładką 14188
14194	Wkładka redukcyjna (5 x fi11mm) na probówki okrągłodenne 5 x 1,5/2ml Eppendorf®
14196	Podkładka (PP) pod probówki z PP 100ml
14224	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną lub wolnostojącą z dnem stożkowym 30ml Sterilin®
14226	Wkładka redukcyjna (1 x fi30mm) na probówkę wolnostojącą, z dnem stożkowym 50ml GREINER®
13195	Zawieszka 2 x 15ml na probówki Falcon®, kompletna z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm)

14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
13265	Pojemnik na probówkę do systemu Arthrex ACP kompletny z pokrywką (Al)
13266	Pojemnik 50ml na probówkę Falcon® (fi30x100mm)
14043	Wkładka redukcyjna (1 x fi13mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14071	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną 28/30ml Nalgene®
14089	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14248	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi25,6mm) na probówkę 28ml Nalgene®
14868C/A	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką lub zakręcaną pokrywką
13267C	Pojemnik 50ml na probówkę Falcon® z pokrywką 17151 (PC) (fi30x100mm)
14043	Wkładka redukcyjna (1 x fi13mm) na probówkę okrągłodenną 5ml
14071	Wkładka redukcyjna (1 x fi25,8mm) na probówkę okrągłodenną 28/30ml Nalgene®
14089	Wkładka redukcyjna (1 x fi16,9mm) na probówkę 15ml Falcon®
14248	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi25,6mm) na probówkę 28ml Nalgene®
14868C/B	Wkładka redukcyjna 14868 z wkładką redukcyjną 14089 na probówkę 5ml Eppendorf® z zatraskiwaną pokrywką
12193C/A	Wirnik horyzontalny 8 x 15/10ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi17x100/120mm) (max RPM dla M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
12193C/B	Wirnik horyzontalny 8 x 10ml, komplet z pojemnikami 13081 (fi17x70/85mm) (max RPM dla M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 000)
14082	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi13,3mm)
12218C	Wirnik horyzontalny titracyjny, komplet z 2 zawieszkami 13219 na płytki mikrotitracyjne (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 3 000)
12232	Wirnik horyzontalny 4 x 70ml (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-DIAGNOSTIC, M-UNIVERSAL: 4 000)
13170	Pojemnik 12 x 5ml na probówki Monovette® (fi13x81mm)
13233	Pojemnik 70ml (fi57x66mm) na wkładki redukcyjne
14169	Wkładka redukcyjna (8 x fi13,5mm) na probówki okrągłodenne 8 x 4ml
14235	Wkładka redukcyjna (12 x fi13mm) na probówki okrągłodenne 12 x 5ml
14238	Wkładka redukcyjna (7 x fi17,1mm) na probówki okrągłodenne 7 x 10ml
14239	Wkładka redukcyjna (7 x fi13,5mm) na probówki okrągłodenne 7 x 5ml
14240	Wkładka redukcyjna (9 x fi11mm) na probówki okrągłodenne 9 x 2/1,5ml Ependorf®
14240C/A	Wkładka redukcyjna 14240 z wkładkami redukcyjnymi 14084 na probówki 9 x 0,5ml
14240C/B	Wkładka redukcyjna 14240 z wkładkami redukcyjnymi 14126 na probówki 9 x 0,4ml
14240C/C	Wkładka redukcyjna 14240 z wkładkami redukcyjnymi 14133 na probówki 9 x 0,2ml
14242	Wkładka redukcyjna (12 x fi9mm) na probówki okrągłodenne 12 x 1,4ml S-Monovette®
12270	Wirnik horyzontalny na 12 kart żelowych (do testów kolumnowych) (max RPM: 1 235 RPM)
12452C	Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami 13606 (max RPM dla MPW-352/R/RH, M-DIAGNOSTIC: 2 500)
16610	Wkładka CYTO typ 610 do wirnika cytologicznego, kompletna, gotowa do użycia (100 sztuk - komplet) **** produkt objęty 8% podatkiem VAT ****

Legenda:

RPM - obroty na minutę (ang.: Revolutions Per Minute)

MTP - płytki mikrotitracyjna (ang.: Microtiter Plate)

Hmax - wysokość maksymalna

Al - aluminium

PC - poliwęglan

PE - polietylen

PP - polipropylen

PS - polistyren

PA - poliamid

PY - pyrex

CAB - octanomaślan celulozy

PF - polyflor

CO - szkło Corex®

RB - zaokrąglone dno

FB - płaskie dno

FL - kołnierz

® zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte w niniejszym cenniku wyłącznie w celach informacyjnych

RPM/RCF Podane wartości RPM/RCF wirników MPW nie dotyczą probówek/butelek. Zaleca się sprawdzenie tych wartości u producenta. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie wyrobów niezgodnie z zaleceniami producenta.

**** DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW ****

Tak oznaczone produkty dostępne są w sprzedaży w momencie edycji cennika. Przy oferowaniu tych pozycji klientowi należy skontaktować się z działem sprzedaży w celu potwierdzenia stanów magazynowych. Po wyczerpaniu zapasów nie będą dostępne w sprzedaży. Nie dokonuje się rezerwacji tak oznaczonych produktów.

**** DOSTĘPNOŚĆ, CZAS REALIZACJI, CENA --> KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY ****

Tak oznaczone produkty wykonuje się na specjalne zamówienie. Nie posiada się stanów magazynowych tak oznaczonych produktów. W celu ustalenia dostępności, czasu produkcji oraz ceny prosi się o bezpośredni kontakt z działem sprzedaży.

PROBÓWKI DO SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH:

1,6 ÷ 7ml -----> 13x75mm; 13x100mm

7 ÷ 11ml -----> 16x100mm