

## WYPOSAŻENIE dla wirówek MPW M-SCIENCE



**MPW**   
MED. INSTRUMENTS



Numer katalogowy	Nazwa produktu MPW M-SCIENCE
102MS/2-56	Wirówka laboratoryjna MPW M-SCIENCE, 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, bez wyposażenia
11199	Wirnik kątowy 12 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-352R/RH, MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 18 000; max RPM dla MPW-150R: 15 000)
14084	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi8mm) na probówkę 0,5ml
14126	Wkładka redukcyjna (1 x fi5,8mm) na probówkę z dnem stożkowym 0,4ml
14133	Wkładka redukcyjna (1 x fi6,2mm) na probówkę okrągłodenną 0,2ml
11461	Wirnik kątowy 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-352R/RH: 18 000, max RPM dla MPW-352: 16 000, max RPM dla MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 15 100, max RPM dla MPW-150R: 15 000)
14084	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi8mm) na probówkę 0,5ml
14126	Wkładka redukcyjna (1 x fi5,8mm) na probówkę z dnem stożkowym 0,4ml
14133	Wkładka redukcyjna (1 x fi6,2mm) na probówkę okrągłodenną 0,2ml
11462	Wirnik kątowy 36 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-352R/RH: 18 000, max RPM dla MPW-352: 16 000, max RPM dla MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 14 000)
14084	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi8mm) na probówkę 0,5ml
14126	Wkładka redukcyjna (1 x fi5,8mm) na probówkę z dnem stożkowym 0,4ml
14133	Wkładka redukcyjna (1 x fi6,2mm) na probówkę okrągłodenną 0,2ml
11715	Wirnik kątowy 10 x 10ml (fi17x75mm), z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 30°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 14 000)
11716	Wirnik kątowy 4 x 8 x 0,2ml PCR, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 14 000; max RPM dla MPW-150R: 15 000)
11760	Wirnik kątowy 24 x 2ml na probówki filtracyjne/kolumienki, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-352R/RH, MPW-150R: 15 000; max RPM dla MPW-352: 13 000; max RPM dla M-SCIENCE: 13 500; max RPM dla M-UNIVERSAL: 14 600)
14084	Wkładka redukcyjna bez dna (1 x fi8mm) na probówkę 0,5ml
14126	Wkładka redukcyjna (1 x fi5,8mm) na probówkę z dnem stożkowym 0,4ml
14133	Wkładka redukcyjna (1 x fi6,2mm) na probówkę okrągłodenną 0,2ml
11943	Wirnik kątowy 20 x 1,8ml na probówki SARSTEDT CRYO®, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-150R: 15 000; max RPM dla M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 12 000)
11944	Wirnik kątowy 12 x 5ml na probówki Eppendorf® z zatrzaskiwaną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM dla MPW-352/R/RH, MPW-150R: 15 000; max RPM dla M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 12 000; )
12300	Wirnik hematokrytowy na 24 kapilary 75mm (max RPM: 13 000)
16135	Czytnik hematokrytowy płaski **** DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ****
16164	Czytnik hematokrytowy okrągły **** produkt objęty 8% podatkiem VAT ****

## Legenda:

**RPM** - obroty na minutę (ang.: Revolutions Per Minute)

**MTP** - płytki mikrotitracyjna (ang.: Microtiter Plate)

**Hmax** - wysokość maksymalna

**Al** - aluminium

**PC** - poliwęglan

**PE** - polietylen

**PP** - polipropylen

**PS** - polistyren

**PA** - poliamid

**PY** - pyrex

**CAB** - octanomaślan celulozy

**PF** - polyflor

**CO** - szkło Corex®

**RB** - zaokrąglone dno

**FB** - płaskie dno

**FL** - kołnierz

® zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte w niniejszym cenniku wyłącznie w celach informacyjnych

**RPM/RCF** Podane wartości RPM/RCF wirników MPW nie dotyczą probówek/butelek. Zaleca się sprawdzenie tych wartości u producenta. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie wyrobów niezgodnie z zaleceniami producenta.

### \*\*\*\* DO WYCZERPANIA ZAPASÓW \*\*\*\*

Tak oznaczone produkty dostępne są w sprzedaży w momencie edycji cennika. Przy oferowaniu tych pozycji klientowi należy skontaktować się z działem sprzedaży w celu potwierdzenia stanów magazynowych. Po wyczerpaniu zapasów nie będą dostępne w sprzedaży. Nie dokonuje się rezerwacji tak oznaczonych produktów.

### \*\*\*\* DOSTĘPNOŚĆ, CZAS REALIZACJI, CENA --> KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY \*\*\*\*

Tak oznaczone produkty wykonuje się na specjalne zamówienie. Nie posiada się stanów magazynowych tak oznaczonych produktów. W celu ustalenia dostępności, czasu produkcji oraz ceny prosi się o bezpośredni kontakt z działem sprzedaży.

### PROBÓWKI DO SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH:

1,6 ÷ 7ml -----> 13x75mm; 13x100mm

7 ÷ 11ml -----> 16x100mm